

Warum wird Monera Blue in „Bag in Box“ ausgeliefert?

Weil es einige Vorteile gegenüber einer/einem Kunststoffflasche oder -kanister aufweist.

Bei Monera Blue handelt es sich um einen sanften und doch sehr wirkungsvollen Wirkstoff, mit einer sehr guten Desinfektionswirkung gegenüber Bakterien, behüllte und unbehüllte Viren, Sporen, Pilze und Hefen.

Die sehr gute Wirkung/Reaktionsfähigkeit ist „Segen und Fluch“ gleichzeitig.

Was bedeutet das Zitat?

Der Wirkstoff ist sehr reaktiv gegenüber allen Umwelteinflüssen, d.h. er reagiert leicht mit allen Medien mit denen er in Kontakt kommt. Auf der einen Seite wirkt der Wirkstoff sehr gut desinfizierend, auf der anderen Seite unterscheidet er nicht zwischen „gut und böse“.

Um die „guten“ Eigenschaften zu erhalten sind einige wichtige Punkte zu berücksichtigen.

Die Haltbarkeit von Monera Blue wird im wesentlichen Maße von äußeren Einflüssen bestimmt wie z.B. Behältervolumen, Behältermaterial, UV-Einstrahlung, Sonneneinstrahlung und Temperatur.

Das Behältervolumen hat einen deutlichen Einfluss auf die Haltbarkeit bzw. Stabilität des Wirkstoffes. Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass in Behältern kleiner als 2,5 Liter die Stabilität geringer ist als Behältern größer 2,5 Liter.

Auf Basis all unserer Erfahrungen haben wir entschieden Monera Blue nur in Behältern größer als 2,5 Liter zu vertreiben, um unseren Kunden ein sicheres Produkt anbieten zu können.

Zusätzlich verringert sich die Stabilität je mehr UV-Strahlung bzw. Sonnenlicht in den Behälter eindringen kann, weswegen dunkle Behältnisse zu bevorzugen sind.

An diesem Punkt spielt Bag in Box seine vollen Stärken aus. Es ist ein Verpackungssystem, bestehend aus einem lichtdichten Umkarton aus Pappe und einer Kunststoffblase. Der Umkarton gibt der Kunststoffblase die nötige Stabilität, wodurch die flexible Kunststoffblase ein deutlich geringes Gewicht haben kann als ein vergleichbarer Kunststoffkanister bzw. -behälter.

Monera Blue wird im Umkarton auch in heller Umgebung vor Lichteinstrahlung geschützt und die Stabilität des Produktes kann so erhalten werden.

Bag in Box ist für Monera Blue die ideale Verpackung, um die Wirkung bei korrekter Lagerung und im ungeöffneten Zustand für 1 Jahr und nach Öffnung für 6 Monate zu garantieren.

Das geringere Gewicht der Kunststoffblase macht bis zu 87 % weniger Kunststoff gegenüber einem Kunststoffkanister aus. Außerdem hat die leere Kunststoffblase ein deutlich geringeres Volumen, was das Recycling leichter macht und die Pappe des Umkartons kann natürlich als Altpapier ebenso recycelt werden.

Häufig werden Produkte im Umkarton versandt, bei Monera Blue kann der Umkarton eingespart werden.

Wir kombinieren Nachhaltigkeit mit Wirtschaftlichkeit und steuern so einen kleinen Beitrag zum klimaschonenden Umgang und Erhalt unseres Planeten bei.

Resumée:

- Sichere Verpackung
- Umweltfreundlich
- Nachhaltig
- Einfaches Recycling